

# FT 04TT1180 : LINGETTES DESINFECTANTES MAINS ET SURFACES

## MAINS & SURFACES – LINGETTES IMPRÉGNÉES



**Lingettes désinfectantes pour les mains, objets, surfaces alimentaires.**

**Lingettes imprégnées de solution hydroalcoolique.**

Idéales pour la désinfection des mains, des objets et des surfaces. Action bactéricide, levuricide et virucide efficace et sans rinçage. Élimine jusqu'à 99,99% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs.

Non coloré, non parfumé, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments.

### Mode d'emploi :

TP1 MAINS - Frotter les mains avec la lingette, bien répartir et frotter pendant 30s à 60s selon l'effet escompté.

Ne pas rincer. Renouveler l'opération plusieurs fois par jour.

TP2 SURFACES et TP4 SURFACES POUR ALIMENTS - Frotter les surfaces propres. Laisser reposer 60 secondes. Ne pas rincer.

### Secteurs d'activité :

Milieu hospitalier, médical, restauration, hôtellerie et loisirs, lieu de travail et d'éducation.

La formule contenant plus de 70% d'alcool, convient parfaitement au personnel hospitalier.

Usage professionnel, grand public.

### Précautions d'emploi :

Matériaux sensibles (peintures de recouvrement, vernis, certains plastiques...) : tester sur une petite surface non visible avant d'utiliser les lingettes. Ne pas laisser plus de 10 minutes sur les surfaces.



DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu et son récipient dans les collecteurs appropriés conformément à la réglementation locale en vigueur. Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.



### Informations biocides :

RÈGLEMENT (UE) N°528/2012 relatif aux produits biocides

Biocide – Friction hygiénique des mains.

TP1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine.

TP2 : produits biocides destinés aux surfaces non-contact alimentaire.

TP4 : produits biocides destinés aux surfaces pouvant recevoir des aliments.

Usage grand public et professionnel

UFI : 2MPV-C0SN-500F-QHPQ

N°INRS : 244011 / N°ANSES : 63633

N° Fédéral (CH) : CHZN6566.01.001 / N°PCS (IE) : PCS 101575

### Conditions de stockage :

A stocker dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des chaleurs excessives.

### Dates de péremption :

36 mois après fabrication

### PAO :

Non applicable

### SUBSTANCES ACTIVES :

Éthanol (N°CAS 64-17-5) 67,1% (m/m), Isopropanol (N° CAS 67-63-0) 3.3% (m/m).



DIMAS.2

S.A.S au capital de 1 500,00 € - SIRET 97830197600012 - TVA FR26978301976

**Siège Social et Bureau Commercial** : 7 Chemin du Tronchon 69570 DARDILLY

**Logistique** : Rue Lavoisier – ZI du Chambon 42420 LORETTE

**Tel** : 04 77 83 21 60 – **Mail** : [contact@dimas2.fr](mailto:contact@dimas2.fr)

# FT 04TT1180 : LINGETTES DESINFECTANTES MAINS ET SURFACES – PACK 80PCS\*12

## Caractéristique :

État physique : Lingettes imprégnées d'une solution  
 Référence solution : 03SV1013 – SANITIZER SURFACE  
 Couleur : Lingettes blanches. Solution Incolore  
 pH : 7 +/- 0,5  
 Densité : 0,87 +/- 0,01 g/cm<sup>3</sup>  
 Parfum : Sans parfum  
 Odeur : Alcool  
 Fabriqué en France.  
 Site certifié NF EN ISO 22716 (Cosmétiques – Bonnes Pratiques de Fabrication)

## Ingrédients :

Lingette : Mélange de viscose et de polyester  
 Solution : ALCOHOL, AQUA, ISOPROPYL ALCOHOL, DENATONIUM BENZOATE

## Spectres de désinfection

Actif sur	Normes	Souches / Virus	Temps de contact
<b>Bactéricide</b>	EN 1276* (v.2019)	<i>Escherichia coli</i> K12, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	30 s
	EN 13727+A2* (v.2015)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	30 s – 60 s
	EN 1500 (v.2013)	<i>Escherichia coli</i> K12	2 x (3ml, 30 s)
	EN 16615* (v.2015)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	30 s
<b>Fongicide</b>	EN 13624* (v.2013)	<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus brasiliensis</i>	60 s
<b>Levuricide</b>	EN 13624* (v.2013)	<i>Candida albicans</i>	30 s
	EN 1650* (v.2019)	<i>Candida albicans</i>	30 s – 60 s
	EN 16615* (v.2015)	<i>Candida albicans</i>	30 s – 60 s
<b>Virucide</b>	EN 14476+A2* (v.2019)	<i>Adénovirus et norovirus murin</i>	30 s
		<i>Poliovirus Type 1</i>	60 s
		<i>SARS-CoV-2, TGEV virus (Coronavirus)</i>	30 s

\*Etude réalisée en conditions de propreté

## Conditionnement

Mains & surfaces – 80 lingettes – x 12 packs

## Code produit

04TT1180\_EX

**Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**



DIMAS.2

S.A.S au capital de 1 500,00 € - SIRET 97830197600012 – TVA FR26978301976

**Siège Social et Bureau Commercial** : 7 Chemin du Tronchon 69570 DARDILLY

**Logistique** : Rue Lavoisier – ZI du Chambon 42420 LORETTE

**Tel** : 04 77 83 21 60 – **Mail** : contact@dimas2.fr