

Pastilles javel la boîte de 150 pastilles

Réf. A06229

Pastilles effervescentes, désodorisent, blanchissent, désinfectent et nettoient. Simples d'utilisation, elles permettent un dosage précis. Conformes aux normes : EN1276 - EN13697 - EN14476 en conditions de propreté.



DIMAS.2

S.A.S au capital de 1 500,00 € - SIRET 97830197600012 - TVA FR26978301976

Siège Social et Bureau Commercial : 7 Chemin du Tronchon 69570 DARDILLY

Logistique : Rue Lavoisier - ZI du Chambon 42420 LORETTE

Tel : 04 77 83 21 60 – **Mail :** contact@dimas2.fr

Pastilles chlorées 3,33g (82,68% DCCNa)**Produit biocide, substance active : Dichloroisocyanurate de sodium dihydrate****N°CAS :** 51580-86-0**Lieu de production :** FRANCE**Aspect :** Pastille comprimée**Couleur :** Blanche**Odeur :** Caractéristique du chlore**Composition :** Contient 30% et plus : agents de blanchiments chlorés, désinfectants (dichloroisocyanurate de sodium dihydrate à 82,68% (m/m)).**Spécifications :**

- Poids : 3,3g
- Chlore actif libéré : 1,53g
- PH (10g/L, 20°C) : 6
- DLC : 3 ans (après la date de fabrication)

Utilisations¹ :

TP2-TP4 : Désinfection des surfaces dans le domaine médical.

TP2-TP4 : Désinfection des surfaces dures dans les secteurs alimentaire, industriel, domestique et collectivité.

TP5 : Désinfection des eaux de boisson destinées à la consommation humaine² ou animale.**EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE**

Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker uniquement dans l'emballage d'origine.

Contenance	Emballage	Quantité cartons par palette	Quantité pots par palette
Pot de pastille de 500 g (environ 150 pastilles)	12 x 500 g	60 ou 72 cartons	720 ou 864 pots
Pot de pastille de 1000 g (environ 300 pastilles)	6 x 1000 g	60 ou 72 cartons	360 ou 432 pots

PRECAUTION D'EMPLOI

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur demande. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

¹ Ce produit figure dans la liste positive en annexe de l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (2ème groupe ; 4. Acides chlorocyanuriques et leurs sels de sodium). Ce produit ne figure pas dans la liste des auxiliaires technologiques autorisés dans l'annexe 1A de l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires.

² Si vous êtes concernés par la circulaire DG 5/VS 4 n° 2000-166 du 28 mars 2000, une demande auprès de la Direction Générale de la Santé est nécessaire car le dichloroisocyanurate de sodium dihydrate n'est pas nommé dans l'annexe I.A1 de la circulaire.

**DIMAS.2**

S.A.S au capital de 1 500,00 € - SIRET 97830197600012 - TVA FR26978301976

Siège Social et Bureau Commercial : 7 Chemin du Tronchon 69570 DARDILLY**Logistique :** Rue Lavoisier - ZI du Chambon 42420 LORETTE**Tel :** 04 77 83 21 60 – **Mail :** contact@dimas2.fr

NORMES³

Pour une désinfection efficace, il est toujours préférable de nettoyer les surfaces avant d'utiliser ce produit pour la désinfection, en respectant les consignes de dilution préconisées ci-après.

Pour la désinfection des eaux destinées à la consommation humaine ou animale, un traitement préliminaire de l'eau peut être nécessaire. Se référer aux réglementations en vigueur avant emploi. La concentration en chlore libre de l'eau traitée doit être, selon l'OMS, de 0,2 à 0,5 mg/L.

Activité désinfectante dans le domaine médical :

Norme	Temps de contact	Temp.	Organismes cibles	Conditions	Concentration active
NF EN 13697 +A1 : 2019	5 minutes	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i>	3g/l bovine albumin with 3mL/L sheep erythrocytes (dirty conditions)	0,800%
NF EN 13697 +A1 : 2019	5 minutes	20°C	<i>Candida albicans</i>	3g/l bovine albumin with 3mL/L sheep erythrocytes (dirty conditions)	0,500%
NF EN 13697 +A1 : 2019	5 minutes	20°C	<i>Aspergillus brasiliensis</i> (niger)	3g/l bovine albumin with 3mL/L sheep erythrocytes (dirty conditions)	2,600%
EN 14476+A2:2019	5 minutes	20°C	Adenovirus Poliovirus Norovirus	3 g/L bovine serum albumin + 3 mL/L sheep erythrocytes	0,250%

Activité désinfectante dans les secteurs alimentaire, industriel, domestique et collectivité :

Norme	Temps de contact	Temp.	Organismes cibles	Conditions	Concentration active
NF EN 1276 : 2019	15 minutes	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i>	3 g/l bovine albumin (dirty conditions)	0,025%
NF EN 1650 : 2019	15 minutes	20°C	<i>Candida albicans</i>	3 g/l bovine albumin (dirty conditions)	0,200%
NF EN 1650 : 2019	15 minutes	20°C	<i>Aspergillus brasiliensis</i> (niger)	3 g/l bovine albumin (dirty conditions)	0,700%
NF EN 13697 +A1 : 2019	15 minutes	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i>	3 g/l bovine albumin (dirty conditions)	0,075%
NF EN 13697 +A1 : 2019	15 minutes	20°C	<i>Candida albicans</i>	3 g/l bovine albumin (dirty conditions)	0,200%
NF EN 13697 +A1 : 2019	15 minutes	20°C	<i>Aspergillus brasiliensis</i> (niger)	3 g/l bovine albumin (dirty conditions)	0,800%

³ Cette fiche technique ne constitue pas un certificat de conformité réglementaire. En cas de besoin contactez notre réseau commercial.